

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Interferón Alfa 1 (Ifn-A1) Para Wb, Elisa - P01562

Número de artículo: CM0003407

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Interferón alfa 1 (IFN- $\alpha$ 1) humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de señalización por interferones y investigación sobre respuesta inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb anti-Interferón alfa 1 (IFN- $\alpha$ 1) de conejo                                                                                                           |
| Observaciones/Alias           | IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; IeIF D; IFN-ALFA; IFN-alfaD; Interferón alfa 1 (IFN- $\alpha$ 1)                                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                           |
| GenelD                        | 3439 (Humano)                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-189 del Interferón alfa 1 (IFN- $\alpha$ 1) humano (NP_076918.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada           | Humano                                                                                                                                                           |
| SWISS                         | P01562                                                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 22kDa                                                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                                   |