

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Interferón Alfa 1 (Ifn-A1) Para Wb, Elisa - P01562

Número de artículo: CM0015455

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Interferón alfa 1 (IFN- α 1) humano, apto para WB y ELISA. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 24-189, validado para muestras humanas. Ideal para investigación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra Interferón alfa 1 (IFN- α 1)
Observaciones/Alias	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferón alfa 1 (IFN- α 1)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3439
ID de Gen	3439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-189 del Interferón alfa 1 (IFN- α 1) humano (NP_076918.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01562
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo