


Anticuerpo Monoclonal Anti-Interferón Alfa-2 (Ifn-A2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01563

Número de artículo: CM0003115



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Interferón alfa-2 (IFN- α 2), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante, 22kDa, SWISS P01563.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Interferón alfa 2 (IFN- α 2) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; Interferón alfa 2 (IFN- α 2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3440
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-188 del Interferón alfa 2 humano (IFN- α 2) (NP_000596.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01563
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo