


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints10 Para Wb, Elisa - Q9Nvr2

Número de artículo: CM0026917



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la subunidad 10 del complejo integrador humano (INTS10), validado para western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata, ideal para la investigación sobre terminación de la transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | INTS10 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | INT10; C8orf35; INTS10                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 55174                                                                                                                                |
| GeneID              | 55174                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-710 del INTS10 humano (NP_060612.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9NVR2                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 82kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |