


Anti-Ints10 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Número de artículo: CM0015079



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra INTS10 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del complejo integrador y la terminación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INTS10 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	INT10; C8orf35; INTS10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55174
GeneID	55174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 451-710 del INTS10 humano (NP_060612.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NVR2
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo