


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ints11 Para Wb, Elisa - Q5Ta45

Número de artículo: CM0006222



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra INTS11 humana (subunidad 11 del complejo integrador), validado para WB y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Apto para estudios de terminación de la transcripción y procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-INTS11 de conejo
Observaciones / Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Especie	Humano
GeneID	54973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 331-600 de la INTS11 humana (NP_060341.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TA45
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo