

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints11 Para Wb, Elisa - Q5Ta45

Número de artículo: CM0023190



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra INTS11 humano (subunidad 11 del complejo Integrator), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	INTS11 Rabbit pAb
Notas / Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Especie	Humano
GeneID (humano)	54973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 331-600 de INTS11 humano (NP_060341.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TA45
Peso molecular de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo