


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints4 Para Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

Número de artículo: CM0031061



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra INTS4 humano (subunidad 4 del complejo integrador) para aplicaciones de WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INTS4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	INT4, MST093, INTS4
Especie	Humano
GeneID	92105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de INTS4 humano (NP_291025.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HW7
Peso Molecular de la Proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo