


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P9B9

Número de artículo: CM0013227



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INTS5 humano (Q6P9B9), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con la subunidad 5 del complejo integrador humano y murino, un regulador clave de la terminación de la transcripción de la ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	INTS5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	INT5; KIAA1698; INTS5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	80789
ID del gen	80789
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-400 de INTS5 humano (NP_085131.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q6P9B9
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo