


Anticuerpo Policlonal Anti-Ints6 Para Wb, Elisa - Q9UI03

Número de artículo: CM0029454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INTS6 (subunidad 6 del complejo Integrator) humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con INTS6 de ratón. Es útil para estudios de terminación de transcripción y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INTS6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26512
ID del Gen	26512
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de INTS6 humano (NP_036273.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UL03
Peso Molecular	100kDa
Envío	Bolsa de hielo