


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints6 Para Wb, Elisa - Q9UI03

Número de artículo: CM0022919



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra INTS6 humano, una subunidad del complejo integrador implicada en la terminación de la transcripción. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en cáncer y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-INTS6
Observaciones/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26512
GeneID	26512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-887 de INTS6 humano (NP_036273.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UL03
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo