


Anticuerpo Policlonal Anti-Ints7 Para Wb, Elisa - Q9Nvh2

Número de artículo: CM0024616



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INTS7 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la subunidad 7 del complejo integrador de humano y ratón, un regulador de la terminación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INTS7 pAb Conejo
Observaciones/Alias	INT7; C1orf73; INTS7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25896
GeneID	25896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 702-948 de INTS7 humano (NP_001186740.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NVH2
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo