


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ints8 Para Wb Y Elisa - Q75Qn2

Número de artículo: CM0022484



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-INTS8, validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigaciones sobre la terminación de la transcripción y el procesamiento del ARN mediados por el complejo integrador.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	INTS8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Especie	Humano
GeneID (humano)	55656
GeneID	55656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-800 de INTS8 humano (NP_060334.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q75QN2
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo