

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Involucrina Para Wb - P07476

Número de artículo: CM0003710

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la Involucrina humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios de diferenciación de queratinocitos y de la envoltura cornificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Involucrina
Especie	Humano
ID del Gen	3713
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la Involucrina humana (P07476)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P07476
Peso Molecular de la Proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo