

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Invs Para Wb, Elisa - Q9Y283

Número de artículo: CM0016307

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INVS humano (Inversina), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios sobre el desarrollo renal, la determinación del eje izquierda-derecha y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INVS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27130
GeneID	27130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de INVS humano (NP_055240.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y283
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo