

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IP3R Para Wb, Elisa - Q14643

Número de artículo: CM0025529

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para IP3R (ITPR1). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para investigar la señalización del calcio, la apoptosis y la función de canales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo para IP3R
Observaciones/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Especie	Humano
GeneID (humano)	3708
GeneID	3708
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1812-1911 del IP3R humano (NP_001365381).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14643
Peso Proteico	314kDa
Envío	Bolsa de hielo