

Anticuerpo Policlonal Anti-Ip6K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Número de artículo: CM0014347

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo producido contra la proteína IP6K1 humana recombinante. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de vías de señalización de fosfatos de inositol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IP6K1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PiUS; IHPK1; IP6K1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9807
ID del Gen	9807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de IP6K1 humana (NP_695005.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92551
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo