

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ip6K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Número de artículo: CM0004455

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IP6K1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta IP6K1 humano, de ratón y de rata (Q92551), ~50 kDa. Ideal para la investigación del metabolismo de fosfatos de inositol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IP6K1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PIUS; IHPK1; IP6K1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9807
ID del Gen	9807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de IP6K1 humano (NP_695005.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92551
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo