

Anticuerpo Policlonal Anti-Ip6K2 Para If/Icc, Elisa - Q9Uhh9

Número de artículo: CM0016974

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IP6K2 humano, adecuado para IF/ICC y ELISA. Útil para explorar el metabolismo de los fosfatos de inositol, la conversión de InsP6 a InsP7 y las vías de señalización nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IP6K2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
Especie	Humano
GenelD (humano)	51447
GenelD	51447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de IP6K2 humano (NP_057375.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UHH9
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo