

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipa1 Para Wb, Elisa - Q7Exz2

Número de artículo: CM0021231

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IPA1/SPL14 de arroz, validado para WB y ELISA. Detecta Oryza sativa IPA1 (~42 kDa). Ideal para la investigación de la arquitectura vegetal y la defensa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
Especie	Oryza sativa
GenID	4345998
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-417 de Oryza sativa IPA1 (Q7EXZ2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q7EXZ2
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo