

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipo4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Número de artículo: CM0018004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Importin-4 (IPO4) humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce IPO4 (~119 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte nuclear e importación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IPO4 Rabbit pAb
Notas / Alias	Imp4; IPO4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79711
ID del gen	79711
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 728-1081 de la IPO4 humana (NP_078934.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TEX9
Peso molecular de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo