

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipo5 Para Wb Y Elisa - 000410

Número de artículo: CM0021592



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IPO5 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la importina-5 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el transporte nuclear y las señales de localización nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IPO5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
Especie	Humana
GeneID (humano)	3843
GeneID	3843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de la IPO5 humana (NP_002262.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	000410
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo