

Anticuerpo Policlonal Anti-Ipo7 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095373

Número de artículo: CM0021819

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la importina-7 humana (IPO7/RanBP7). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de transporte nuclear y la vía de importinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IPO7 Rabbit pAb
Notas / Alias	Imp7; RANBP7; IPO7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10527
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 900 y el extremo C-terminal de la IPO7 humana (NP_006382.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95373
Peso de la Proteína	120kDa
Envío	Bolsa de hielo