

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipo8 Para Wb, If/Icc Y Elisa - O15397

Número de artículo: CM0018450

Introducción

pAb de conejo anti-IPO8 de alta calidad (alias RANBP8), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte nuclear y de las importinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IPO8
Observaciones/Alias	VISS; RANBP8; IPO8
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10526
ID del gen	10526
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 878-1037 de IPO8 humano (NP_006381.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O15397
Peso de la proteína	120 kDa
Envío	Bolsa de hielo