


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ipo9 Para Wb Y Elisa - Q96P70

Número de artículo: CM0013926



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra IPO9 humano (Importina-9). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de transporte nucleocitoplásmico y de chaperonas de histonas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IPO9 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | Imp9; IPO9                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 55705                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 827-1041 del IPO9 humano (NP_060555.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | Q96P70                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 116kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |