

Anticuerpo Monoclonal Anti-Iqgap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46940

Número de artículo: CM0010167



Introducción

mAb de conejo contra IQGAP1 para desarrollo de ensayos IVD: validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana/ratón. Dirigido contra la proteína similar a GTPasa-activadora Ras IQGAP1 (p195, SAR1), involucrada en la dinámica de actina y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IQGAP1
Observaciones/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8826
GeneID	8826
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IQGAP1 humano (NP_003861.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46940
Peso de la proteína	189kDa
Envío	Bolsa de hielo