

Anticuerpo Policlonal Anti-Iqgap2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13576

Número de artículo: CM0016150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IQGAP2 humano, validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la señalización de GTPasas y las interacciones con la calmodulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IQGAP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IQGAP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	10788
GeneID	10788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1330-1440 de IQGAP2 humano (NP_006624.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q13576
Peso de la proteína	181 kDa
Envío	Bolsa de hielo