


Anticuerpo Policlonal Anti-Irak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51617

Número de artículo: CM0017520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a IRAK1 humano, esencial para la investigación de la respuesta inmune innata a través de las vías TLR/IL-1R. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para diagnósticos y estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRAK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3654
GeneID	3654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 424-633 de IRAK1 humano (NP_001020414.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51617
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo