


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irak1 Para Wb, Elisa - P51617

Número de artículo: CM0008173



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IRAK1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Objetivo: IRAK1 humano (P51617), una quinasa clave de la inmunidad innata implicada en la señalización de TLR/IL-1R. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRAK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IRAK; pelle; IRAK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3654
GeneID	3654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-499 del IRAK1 humano (P51617)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P51617
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo