

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irak2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43187

Número de artículo: CM0004110

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento dirigido contra IRAK2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta IRAK2 humano y de rata, un mediador de la señalización del receptor de IL-1. Ideal para investigación en inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRAK2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IRAK-2; IRAK2
Especies	Humano
ID Gen (Humano)	3656
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-250 de IRAK2 humano (O43187)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43187
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo