


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Número de artículo: CM0028819



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra IRAK3 detecta IRAK3 (IRAK-M) en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. IRAK3 es una quinasa inactiva que regula la señalización de TLR/IL-1R, relevante en investigación de inflamación y asma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRAK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Especie	Humano
GeneID	11213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-596 de IRAK3 humano (NP_009130.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y616
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo