


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irak4 Para Wb Y Elisa - Q9Nwz3

Número de artículo: CM0002419



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante validado por KD contra IRAK4 humana para Western blot y ELISA. Adecuado para estudiar el papel de IRAK4 en la formación del complejo Midosoma, la señalización de TLR/IL-1R y la activación de NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] IRAK4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [Validado por KD] IRAK4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	51135
GeneID	51135
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NWZ3
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo