


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irak4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Número de artículo: CM0026430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IRAK4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, que reconoce el IRAK4 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la respuesta inmune innata y la vía de señalización TLR/IL-1R.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRAK4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Especie	Humano
ID de Gen	51135 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del IRAK4 humano (NP_057207.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo