


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ire1 Para Wb, Elisa - 075460

Número de artículo: CM0003372



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IRE1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta IRE1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de estrés del RE y respuesta a proteínas desplegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRE1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2081
ID del Gen	2081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 286-435 de IRE1 humano (NP_001424.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75460
Peso Molecular de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo