

## Anticuerpo Policlonal Anti-Irf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10914

Número de artículo: CM0024733

### Introducción

Anticuerpo policlonal anti-IRF1 de conejo de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con IRF1 de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función del factor regulador de interferón en inmunidad y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IRF1 Rabbit pAb                                                                                              |
| Notas / Alias       | MAR; IRF-1; IRF1                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                       |
| GenelD              | 3659                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 181-280 de IRF1 humano (NP_002189.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                     |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                          |
| SWISS               | P10914                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                               |