

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf1 Para Wb, Elisa - P15314

Número de artículo: CM0028540



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a IRF1, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar las funciones del factor regulador de interferón 1 en inmunidad, inflamación y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Irf-1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3659
ID de Gen	16362
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 113-212 del IRF1 humano (NP_032416.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15314
Peso Proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo