


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irf2 Para Wb, Ip, Elisa - P14316

Número de artículo: CM0011953



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IRF2 de alta calidad validado para WB, IP y ELISA. Específico para IRF2 humano y de ratón (P14316). Ideal para investigación de regulación transcripcional y señalización por interferones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-IRF2 de conejo
Notas/Alias	IRF-2; IRF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3660
GeneID	3660
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14316
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo