


Anticuerpo Policlonal Anti-Irf2Bp2 Para Wb, Elisa - Q7Z5L9

Número de artículo: CM0020887



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra IRF2BP2 humano (Q7Z5L9). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de regulación transcripcional y diferenciación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IRF2BP2
Observaciones/Alias	CVID14; IRF2BP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	359948
GeneID	359948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 475-545 de IRF2BP2 humano (Q7Z5L9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z5L9
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo