

Anticuerpo Policlonal Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q14653

Número de artículo: CM0013362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF3 (pAb) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Validado en humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor regulador del interferón 3 (Q14653), un factor de transcripción clave de la inmunidad innata. Ideal para la investigación antiviral y de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRF3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IIAE7; IRF3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3661
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	Q14653
Peso molecular	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo