

Anticuerpo Policlonal Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Número de artículo: CM0024178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Clave para estudios de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IIAE7; IRF3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3661
ID de Gen	3661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de IRF3 humano (NP_001184052.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo