

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P70671

Número de artículo: CM0019359



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Irf3 (IRF-3, IIAE7) de ratón, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata y señalización por interferones.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Irf3 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Notas / Alias       | IRF-3, IIAE7, IRF 3                                                                                                |
| Especie             | Ratón                                                                                                              |
| ID de gen (Humano)  | 3661                                                                                                               |
| ID de gen           | 54131                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de Irf3 de ratón (NP_058545.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS               | P70671                                                                                                             |
| Peso proteico       | 46kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |