

Anticuerpo Policlonal Anti-Irf4 Para Wb, Elisa - Q15306

Número de artículo: CM0017229



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IRF4 validado para Western blot y ELISA, que reconoce IRF4 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la activación transcripcional de IRF4 en células linfoides e inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3662
ID del gen	3662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-350 de IRF4 humano (NP_002451.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15306
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo