


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irf5 Para Wb, Ip, Elisa - Q13568

Número de artículo: CM0002376



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IRF5 humano (SLEB10), validado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la inmunidad innata y la señalización del interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRF5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SLEB10; IRF5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3663
ID del gen	3663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 6-151 de IRF5 humano (Q13568)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13568
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo