


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf5 Para Wb - Q13568

Número de artículo: CM0015230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF5 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios sobre inmunidad innata, señalización del interferón y respuesta inflamatoria. Presenta reactividad cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRF5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SLEB10; IRF5
Especie	Humano
GeneID (humano)	3663
GeneID	3663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de IRF5 humano (NP_001092097.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q13568
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo