

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irf6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14896

Número de artículo: CM0010228

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo IRF6 (O14896) validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta IRF6 humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la diferenciación epidérmica y el cáncer de mama.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IRF6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3664
GenelD	3664
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14896
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo