

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Irf6 Para Wb, Elisa - O14896

Número de artículo: CM0030864

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-IRF6 de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta IRF6 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de desarrollo epidérmico y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3664
GeneID	3664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-300 de IRF6 humano (NP_006138.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14896
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo