

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf7 Para Wb, Elisa - Q92985

Número de artículo: CM0014566



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF7 humano para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Regulador transcripcional clave de la respuesta al interferón tipo I, fundamental para la inmunidad innata contra los virus.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra IRF7                                                                                       |
| Observaciones/alias | IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 3665                                                                                                            |
| GeneID              | 3665                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de IRF7 humano (NP_001563.2) |
| Fuente              | conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                           |
| SWISS               | Q92985                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 54 kDa                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |