

Anticuerpo Policlonal Anti-Irf8 Para Wb, Elisa - Q02556

Número de artículo: CM0015966

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF8 humana (ICSBP), validado para Western Blot y ELISA. IRF8 es un factor de transcripción implicado en la señalización por interferón y el desarrollo de células dendríticas. Se envía en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRF8 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	3394
ID del Gen	3394
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-426 de IRF8 humana (NP_002154.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q02556
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo