

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Irp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48200

Número de artículo: CM0004234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-IRP2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo del hierro, regulación génica y biomarcadores de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-963 de la IRP2 humana (NP_004127.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48200
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo