

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Irp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48200

Número de artículo: CM0028818



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra IRP2 humana (IREB2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo del hierro y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRP2 Rabbit pAb
Notas/Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3658
ID del Gen	3658
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 760-963 de IRP2 humano (NP_004127.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48200
Peso de la Proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo